

MT

Carro de transporte
para carga & descarga de máquinas de lavagem & desinfecção.



- Para armazenamento e transporte de cestos e complementos
- Dividido em 4 níveis, que são reguláveis a 102,5 mm
- Deslocável com 4 rodas
- Medidas de montagem 549 x 599 mm

Código EAN: 4002516854159 / Número de material: 12681000 /
Número de material antigo: 69200114D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Sistemas de arrumação/transporte	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1985
Medida exterior, largura líquida em mm	662
Medida exterior, profundidade líquida em mm	616
Medida exterior, altura bruta em mm	920
Medida exterior, largura bruta em mm	775
Medida exterior, profundidade bruta em mm	2001
Peso líquido em kg	23,00
Peso bruto em kg	37,60