

A 306/1
Módulo de injetores
para admissão otimizada de vidraria de grande volume.



- Adequado para 4 provetas graduadas de 1–2 litros, formato alto
- Adeq. p/2 provetas grad. de 1–2 L, form. red. e dois form. altos
- Superfícies de apoio e de encosto plastificadas
- Provetas grad. são amovíveis com o módulo instalado na máquina
- Comprimento máx. da proveta graduada: 500 mm
- Até 2 módulos nos cestos A 150 e APLW 106 utilizáveis

Código EAN: 4002516854456 / Número de material: 12683100 /
Número de material antigo: 69630602D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para proveta graduada	•
Módulo para vidraria de laboratório de grande volume	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico, Arame, rev. em Rilsan
Cor	Aço inoxidável, Preto, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Capacidade	
Provetas graduadas [número]	4
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	235
Medida exterior, largura líquida em mm	418
Medida exterior, profundidade líquida em mm	471
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	390
Medida exterior, profundidade bruta em mm	485
Peso líquido em kg	2,87
Peso bruto em kg	3,41