

A 307

Complemento

para colocação perfeita de 20 sapatos de bloco operatório até ao tamanho 48.



- Adequado para 20 sapatos de BO
- Cada com suportes de 265 mm comprimento
- para utilização em cestos inferiores A 151
- É possível lavar sapatos de bloco operatório até ao tamanho 48

Código EAN: 4002516854975 / Número de material: 12683150 /

Número de material antigo: 69630701D

| | |
|---|----------------|
| Categorias de produto associadas | |
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Categoria do produto | |
| Complemento para socos de bloco OP | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável |
| Cor | Aço inoxidável |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de socos de bloco OP | • |
| Capacidade | |
| Socos de bloco OP [número] | 20 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 279 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 390 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 360 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 290 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 396 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 480 |
| Peso líquido em kg | 1,52 |
| Peso bruto em kg | 2,01 |