

A 308

Complemento

para colocação perfeita de 34 palmilhas para sapatos de bloco operatório.



- Adequado para até 34 palmilhas
- Para utilização em cestos superiores ou inferiores

Código EAN: 4002516855415 / Número de material: 12683170 /

Número de material antigo: 69630801D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para socos de bloco OP	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	71
Medida exterior, largura líquida em mm	475
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	1,14
Peso bruto em kg	2,00