

A 310

Complemento

para colocação perfeita de 8 socos de bloco OP.



- Para utilização em cestos superiores
- Para admissão de 8 socos de bloco OP até ao tamanho 41
- Possibilidade de utilização nos cestos superiores A 101 e A 102

Código EAN: 4002516854661 / Número de material: 12684420 /
Número de material antigo: 69631001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para socos de bloco OP	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Capacidade	
Socos de bloco OP [número]	8
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	425
Medida exterior, profundidade bruta em mm	450
Peso líquido em kg	0,49
Peso bruto em kg	0,83