

A 500

Carro

com 1 nível para limpeza de vidrarias e utensílios de laboratório.



- Para admissão de complementos e cestos de rede
- Com A 603 ampliável em 2 níveis

Código EAN: 4002516855026 / Número de material: 12684430 /

Número de material antigo: 69650002D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar com cuba grande, bombeiros e serviços de salvamento	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	3
Cestos de rede SPRI [número]	2
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	153
Medida exterior, largura líquida em mm	650
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	190
Medida exterior, largura bruta em mm	655
Medida exterior, profundidade bruta em mm	810
Peso líquido em kg	6,02
Peso bruto em kg	7,36