

A 501

Carro

com 4 níveis para limpeza de vidrarias e utensílios de laboratório.



- Para admissão de complementos e cestos de rede
- Com inserções A 601 ampliáveis em 5 ou 6 níveis

Código EAN: 4002516855361 / Número de material: 12684440 /

Número de material antigo: 69650102D

| | |
|--|--------------------------|
| Categorias de produto associadas | |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Categoria do produto | |
| Carro para complementos | • |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor | Aço inoxidável, Preto |
| Capacidade | |
| Cestos de rede DIN [número] | 18 |
| Cestos de rede SPRI [número] | 12 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 659 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 650 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 710 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 710 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 800 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 860 |
| Peso líquido em kg | 21,00 |
| Peso bruto em kg | 32,80 |