

A 501

Carro

com 4 níveis para limpeza de vidrarias e utensílios de laboratório.



- Para admissão de complementos e cestos de rede
- Com inserções A 601 ampliáveis em 5 ou 6 níveis

Código EAN: 4002516855361 / Número de material: 12684440 /
Número de material antigo: 69650102D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	18
Cestos de rede SPRI [número]	12
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	659
Medida exterior, largura líquida em mm	650
Medida exterior, profundidade líquida em mm	710
Medida exterior, altura bruta em mm	710
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	860
Peso líquido em kg	21,00
Peso bruto em kg	32,80