

LP 2800/1

Depósito de desmineralização, vazio
para enchimento manual de resinas substituíveis.



- Fluxo máx.: 800 l/h
- Temperatura máx. de entrada de água 40 °C: resistência à pressão 0,5–10 bar
- Altura 56 cm, Ø 24 cm

Código EAN: 4002516881124 / Número de material: 12684720 /

Número de material antigo: 69431806D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar louça de água renovada

•

Máquinas de lavar louça de tanque

•

Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante

•

Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório

•

Máquinas de lavar e desinfetar térmicas

•

Máquinas de lavar e desinfetar, medicina

•

Equipamentos compatíveis

G 8066

•

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8063

•

PG 8164

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

LP 2800/1

Depósito de desmineralização, vazio
para enchimento manual de resinas substituíveis.



Código EAN: 4002516881124 / Número de material: 12684720 /

Número de material antigo: 69431806D

PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	620
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	4,46
Peso bruto em kg	5,11