

## APLW 905

Impressora de protocolo de encastrar

Conjunto de reequipamento para impressão de protocolos dos processos.



- Impressora térmica com uma largura de papel de 60 mm
- A instalação é efetuada pelo serviço de assistência técnica

Código EAN: 4002516915027 / Número de material: 12685170 /

Número de material antigo: 69242019D

### Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine

•

### Equipamentos compatíveis

PLW 7111

•

PLW 7111 [Safety]

•

PWD 7121

•

PWD 7122

•

### Categoria do produto

Conjunto de adaptação

•

Documentação do processo/dos dados operacionais/  
comunicação

•

### Âmbito de aplicação

Monitorização de rotina do processo de limpeza e  
desinfecção

•

### Caraterísticas do produto

Material

Plástico

Cor

Preto

### Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm

150

Medida exterior, largura bruta em mm

340

Medida exterior, profundidade bruta em mm

750

Peso líquido em kg

2,50

Peso bruto em kg

3,44