

APLW 905

Impressora de protocolo de encastrar

Conjunto de reequipamento para impressão de protocolos dos processos.



- Impressora térmica com uma largura de papel de 60 mm
- A instalação é efetuada pelo serviço de assistência técnica

Código EAN: 4002516915027 / Número de material: 12685170 /

Número de material antigo: 69242019D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Categoria do produto	
Conjunto de adaptação	•
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Âmbito de aplicação	
Monitorização de rotina do processo de limpeza e desinfeção	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	150
Medida exterior, largura bruta em mm	340
Medida exterior, profundidade bruta em mm	750
Peso líquido em kg	2,51
Peso bruto em kg	3,44