

E 491

Complemento  
para colocação perfeita de instrumentos rotativos.



- Indicado para 18 hastes de turbinas
- Adequado para 30 contra-ângulos
- Adequado também p/ instrumentos rotativos, por ex., em podologia

Código EAN: 4002516855194 / Número de material: 12686260 /  
Número de material antigo: 68549103D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, odontologia	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Capacidade</b>	
Hastes [número]	48
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	53
Medida exterior, largura líquida em mm	70
Medida exterior, profundidade líquida em mm	120
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	265
Medida exterior, profundidade bruta em mm	180
Peso líquido em kg	0,30
Peso bruto em kg	1,00