

A 506

Carro

com 4 níveis para limpeza de vidrarias e utensílios de laboratório.



- Para admissão de complementos e cestos de rede

Código EAN: 4002516855200 / Número de material: 12686270 /

Número de material antigo: 69650601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	12
Cestos de rede SPRI [número]	8
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	555
Medida exterior, largura líquida em mm	650
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	715
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	860
Peso líquido em kg	19,16
Peso bruto em kg	29,96