

A 600

Módulo de injetores

a reprocessamento ótimo de instrumentos da cirurgia robótica.



- Ideal para 6 instrumentos, série anterior (S / Si)

Código EAN: 4002516854562 / Número de material: 12686280 /

Número de material antigo: 69660002D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Módulo/Encaixe para instrumentos robóticos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Capacidade	
Instrumento robótico [número]	6
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	265
Medida exterior, largura líquida em mm	573
Medida exterior, profundidade líquida em mm	318
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	360
Medida exterior, profundidade bruta em mm	600
Peso líquido em kg	5,07
Peso bruto em kg	5,63