

UGT F10  
Pés  
para a sapata UGT 44-60/85.



- Conjunto composto por 4 pés
- Para junção fixa com a sapata

Código EAN: 4002516860365 / Número de material: 12687190 /  
Número de material antigo: 69506102D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sapata/base para encastrar	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	83
Medida exterior, largura líquida em mm	45
Medida exterior, profundidade líquida em mm	45
Medida exterior, altura bruta em mm	70
Medida exterior, largura bruta em mm	110
Medida exterior, profundidade bruta em mm	185
Peso líquido em kg	1,22
Peso bruto em kg	6,40