

PG 8597

Descalcificador de água para 2 tanques

para recolha contínua de água macia com dureza até 40 °dH.



- Rendimento: continuamente 19 l/min, máx. 30 l/min
- Aparelho de instalação livre com rodas, pode ser enchido de cima
- 1 depósito para 20 kg de sal, 2 depósitos p/ 4,5 l de resinas
- Sist. dois tanques c/ comando por quantid., funcionam. s/corrente
- O aparelho dispõe de uma ligação de água

Código EAN: 4002516860372 / Número de material: 12687200 /

Número de material antigo: 69859702D

#### Categorias de produto associadas

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Máquinas de lavar louça de tanque                                | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório                      | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar térmicas                          | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina                         | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina    | • |

#### Equipamentos compatíveis

|             |   |
|-------------|---|
| G 8066      | • |
| PG 8067     | • |
| PG 8164     | • |
| PG 8165     | • |
| PG 8166     | • |
| PG 8169     | • |
| PG 8172     | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901     | • |
| PTD 701     | • |
| PTD 702     | • |
| PTD 703     | • |
| G 7823      | • |
| G 7824      | • |
| G 7825      | • |
| G 7826      | • |
| PG 8527     | • |
| PTD 704     | • |
| PG 8528     | • |
| G 7831      | • |
| PG 8535     | • |
| PG 8536     | • |

#### Categoria do produto

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Reprocessamento da água | • |
|-------------------------|---|

#### Caraterísticas do produto

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Plástico |
| Cor      | Branco   |

#### Dimensões e peso

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Medida exterior, altura bruta em mm       | 680   |
| Medida exterior, largura bruta em mm      | 390   |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 380   |
| Peso líquido em kg                        | 18,60 |
| Peso bruto em kg                          | 19,00 |