

PG 8597

Descalcificador de água para 2 tanques  
para recolha contínua de água macia com dureza até 40 °dH.



- Rendimento: continuamente 19 l/min, máx. 30 l/min
- Aparelho de instalação livre com rodas, pode ser enchido de cima
- 1 depósito para 20 kg de sal, 2 depósitos p/ 4,5 l de resinas
- Sist. dois tanques c/ comando por quantid., funcionam. s/corrente
- O aparelho dispõe de uma ligação de água

Código EAN: 4002516860372 / Número de material: 12687200 /  
Número de material antigo: 69859702D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Reprocessamento da água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	570
Medida exterior, largura líquida em mm	360
Medida exterior, profundidade líquida em mm	360
Medida exterior, altura bruta em mm	680
Medida exterior, largura bruta em mm	390
Medida exterior, profundidade bruta em mm	380
Peso líquido em kg	18,60
Peso bruto em kg	19,00