

ADP 86

Módulo de injetores

com bomba de aumento de pressão externa para água desmineralizada sem pressão.



- Para compensar a baixa pressão no local com água desmineralizada

Código EAN: 4002516873969 / Número de material: 12711800 /

Número de material antigo: 69224100D

#### Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório

•

Máquinas de lavar e desinfetar térmicas

•

Máquinas de lavar e desinfetar, medicina

•

#### Equipamentos compatíveis

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

#### Categoria do produto

Acessórios para eletrodomésticos de encastrar

•

Outros acessórios

•

#### Caraterísticas do produto

Material

Plástico, Aço inoxidável

Cor

Branco

#### Ligação elétrica padrão

Número de fases

1

Neutro

N

AC/DC

AC

Tensão em V

220-240

Frequência em Hz

50

Potência total em kW

0,25

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

235

Medida exterior, largura líquida em mm

180

Medida exterior, profundidade líquida em mm

300

Medida exterior, altura bruta em mm

320

Medida exterior, largura bruta em mm

210

Medida exterior, profundidade bruta em mm

390

Peso líquido em kg

7,38

Peso bruto em kg

8,23