

DE-CS7-85/1

Tampo da máquina

para cobertura superior da máquina 70 cm prof., 90 cm largura.



Código EAN: 4002516913900 / Número de material: 12832230 /

Número de material antigo: 69216013D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório

•

Máquinas de lavar e desinfetar térmicas

•

Máquinas de lavar e desinfetar, medicina

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8683 CD

•

PWD 8682 CD

•

Categoria do produto

Tampa

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

15

Medida exterior, largura líquida em mm

700

Medida exterior, profundidade líquida em mm

900

Medida exterior, altura bruta em mm

80

Medida exterior, largura bruta em mm

795

Medida exterior, profundidade bruta em mm

995

Peso líquido em kg

13,33

Peso bruto em kg

16,89