

E 900-6

Carro

para limpeza ótima de conjuntos de instrumentos até 6 níveis.



- Equipado com ligações para instrumentos ocultos
- Capacidade: 18 cestos DIN*
- Equipado com 3 braços de lavagem integrados
- As alturas de montagem dos níveis individuais são diferentes
- Régua magn. p/ reconhecimento automático carro (incl. íman ML)

* Peneira DIN: 485 x 254 x 50 mm

Código EAN: 4002516932345 / Número de material: 12889770 /

Número de material antigo: 69590009D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Carro para colocação de cestos de rede	•
Carro para instrumentos CMI	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	18
Cestos de rede SPRI [número]	12
Instrumentos ocultos [número]	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	553
Medida exterior, largura líquida em mm	636
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	680
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	650
Peso líquido em kg	12,85
Peso bruto em kg	12,85
Incluído na embalagem	
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1