

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Produto de limpeza universal, ligeiramente alcalino, 750 ml para a remoção delicada de resíduos de gorduras e sujidade.



- Concentrado elevado e eficaz para melhores resultados de limpeza
- Excelente capacidade de remoção de sujidades de óleo e gordura
- Elevada proteção do material
- Recomendado para aparelhos de aço inoxidável Miele Professional e Steelco
- Marcado com o rótulo ecológico da UE
- Embalagem reciclável

Código EAN: 4002516954507 / Número de material: 12938290 /
Número de material antigo: 66917702V1

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça ProfiLine	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Esterilizadores de bancada	•
Possibilidades de utilização	
Limpeza de superfícies de aço inoxidável	•
Tratamento manual	•
Remoção de amidos	•
Remoção de resíduos difíceis de remover ou secos	•
Remoção de gordura	•
Remoção de óleo	•
Remoção de proteínas	•
Remoção de sangue	•
Dosagem	
Valor de pH a 20 °C	10,8
Caraterísticas do produto	
Tipo de meio	Produto de limpeza para aço inoxidável
Forma do agregado	Concentrado líquido
Ingredientes	Éteres glicólicos, Agente complexante (sem fosfato), Agente de solução, Tensioativos aniónicos, Tensioativos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Embalagem reciclável	•
Boa capacidade de limpeza	•
Isento de fosfatos	•
Sem compostos de fósforo	•
Sem silicatos	•
Elevada proteção do material	•
Produto de limpeza intensivo com tensioativos	•
Forte ação emulsionante e dispersante	•
Muito boa compatibilidade de material	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	297
Medida exterior, largura líquida em mm	94
Medida exterior, profundidade líquida em mm	63
Medida exterior, altura bruta em mm	60,00

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Produto de limpeza universal, ligeiramente alcalino, 750 ml
para a remoção delicada de resíduos de gorduras e sujidade.



Código EAN: 4002516954507 / Número de material: 12938290 /

Número de material antigo: 66917702V1

Medida exterior, largura bruta em mm	90,00
--------------------------------------	-------

Medida exterior, profundidade bruta em mm	260,00
---	--------

Peso bruto em kg	0,81
------------------	------

Quantidade de enchimento em ml	750
--------------------------------	-----

Conformidades, certificação

Rótulo ecológico da UE	•
------------------------	---

Números de teste

Rótulo ecológico da UE: DE/020/507	•
------------------------------------	---