

HGH

Ételtartó grillezéshez

göngyölt húsok, szárnyasok, csülök és sok más grillezéséhez.

EAN: 4002511313743 / Anyagszám: 01104460 / Régi anyagszám: 22996055D

- Alátolható univerzális tepsi a zsír felfogásához
- 90 cm széles H 5981 BP és H 6890 BP típusú sütőkhöz
- Csak háromrácsos elrendezéssel együtt használható
- Kímélő rögzítés különösen töltött grillételek számára
- Tartalom: 2 tartó