

E 130

Betét

10 tálca optimális behelyezéséhez.



- 11 db 170 mm magas tartóval, távolság: kb. 35 mm
- Alsó kosárba helyezhető

EAN: 4002511129375 / Anyagszám: 02648950 / Régi anyagszám: 69513001D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét fiókokhoz/tálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rácssűrűség (mm)	35
Rácsmagasság (mm)	170
Felhasználási terület	
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Kapacitás	
Tálcák/táblák [mennyiség]	10
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	180
Külső méret, nettó szélesség (mm)	180
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	210
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	210
Külső méret, bruttó mélység (mm)	470
Nettó súly (kg)	0,76
Bruttó súly (kg)	0,90