

E 328

Behelyezéskönnyítő
eszközök állítva történő optimális behelyezésére.



- A betétbe a műszerek álló helyzetben is behelyezhetők

EAN: 4002511117051 / Anyagszám: 02795940 / Régi anyagszám: 69732801D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	15
Külső méret, nettó szélesség (mm)	34
Külső méret, nettó mélység (mm)	145
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,06
Bruttó súly (kg)	0,07