

E 338

Betét

max. 8 csészéstálca optimális behelyezésére.



- 8 tálca-félcsészéhez
- 10 tartóval (8 rekesz), szél. 295, mélység 33 mm
- A maximális tálcaméret 290 x 30 mm
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

EAN: 4002511116160 / Cikkszám: 03080600 / Régi cikkszám: 69533801D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét fiókokhoz/tálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	8
Kapacitás	
Tálcák/táblák [mennyiség]	8
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	110
Külső méret, nettó szélesség (mm)	305
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	125
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	310
Külső méret, bruttó mélység (mm)	500
Nettó súly (kg)	0,62
Bruttó súly (kg)	0,84