

E 363

Betét

különbéle eszközök optimális behelyezésére.



- A háló vastagsága 1 mm
- Fedéllel
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

EAN: 4002511116283 / Anyagszám: 03149790 / Régi anyagszám: 69536301D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Szűrőtálca	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	55
Külső méret, nettó szélesség (mm)	150
Külső méret, nettó mélység (mm)	225
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	165
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,62
Bruttó súly (kg)	0,71