

E 379

Betét

különbféle eszközök behelyezésére.



- 0,8 mm-es huzalfonat, 1,7 mm széles háló, 5 mm-es keret
- 2 hordozónyéllel
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

EAN: 4002511116450 / Cikkszám: 03203500 / Régi cikkszám: 69537901D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Szűrőtálca	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	110
Külső méret, nettó szélesség (mm)	180
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	135
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	235
Külső méret, bruttó mélység (mm)	485
Nettó súly (kg)	0,72
Bruttó súly (kg)	1,25