

E 378

Betét

különféle eszközök behelyezésére.



- 0,8 mm-es huzalfonat, 1,7 mm széles háló, 5 mm-es keret
- 2 hordozónyéllel
- Alsó kosárba helyezhető

EAN: 4002511116443 / Anyagszám: 03203530 / Régi anyagszám: 69537801D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	110
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	165
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	535
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	1,78
Bruttó súly (kg)	2,25