

E 146

Betét

különféle műszerek optimális behelyezésére.



- A háló méretei: alul 3 mm, oldalt 1,7 mm, felül 8 mm
- 2 süllyeszthető hordozónnyéllel
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

EAN: 4002511116009 / Anyagszám: 03346680 / Régi anyagszám: 69514601D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Szűrőtálca	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	55
Külső méret, nettó szélesség (mm)	150
Külső méret, nettó mélység (mm)	225
Külső méret, bruttó magasság (mm)	75
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	165
Külső méret, bruttó mélység (mm)	245
Nettó súly (kg)	0,61
Bruttó súly (kg)	0,70