


O 176

Felső kosár

min. invazív sebészeti-, arthroszkópiás- és urológiai eszközök behelyezéséhez.



- 14 injektorfúvókával/tölcsérrel
- Balra betétek, jobbra üreges műszerek (max. 500 mm)
- A rakodási magasság a bal oldalon 360 +/- 20 mm
- A por alakú szerek adagolása nem lehetséges
- Öblítőkar nélkül, csatlakozóval a meleg levegős szárításhoz

EAN: 4002511114890 / Anyagszám: 03807420 / Régi anyagszám: 69117601D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
MIC eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Üreges műszerek [mennyiség]	10
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	409
Külső méret, nettó szélesség (mm)	475
Külső méret, nettó mélység (mm)	531
Külső méret, bruttó magasság (mm)	545
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	4,80
Bruttó súly (kg)	6,50
<b>Tartozék</b>	
E 442 öblítőhüvely, Ø 11 mm, 121 mm hosszú, 6 mm Ø kupakkal [mennyiség]	2
E 448 szilikon tömlő Luer-Lock adapterrel, belső menetes [mennyiség]	2
E 452 injektorfúvóka 2,5 x 60 mm [mennyiség]	1
E 453 injektorfúvóka 4 x 110 mm rögzítőbilincsel [mennyiség]	1
E 454 injektorfúvóka 10–15 mm trokárhüvelyhez [mennyiség]	1
Szórófúvóka Ø 2,5 mm [mennyiség]	2
Szórófúvóka Ø 4 mm [mennyiség]	4
Tölcsér [mennyiség]	4