


O 183

Felső kosár

min. invazív sebészeti-, arthroszkópiás- és urológiai eszközök behelyezéséhez.



- A bal oldalon 10 injektorfúvóka vagy szabadon elhely. betétek
- Jobb oldal: 14 injektorfúvóka/ tölcser az üreges műszerekhez
- Berakodási magasság 285 +/- 30 mm; üreges műszerek: 370 +/- 30 mm
- A por alakú szerek adagolása nem lehetséges

EAN: 4002511114920 / Anyagszám: 03807470 / Régi anyagszám: 69118301D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
MIC eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Üreges műszerek [mennyiség]	14
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	270
Külső méret, nettó szélesség (mm)	475
Külső méret, nettó mélység (mm)	530
Külső méret, bruttó magasság (mm)	410
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	555
Nettó súly (kg)	4,00
Bruttó súly (kg)	4,80