

O 184

Felső kosár

pl. centrifugacsövek, ampullák vagy reagens fiolák optimális behelyezéséhez.



- 96 injektorfúvókával
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- Berakodási magasság: 170 mm
- A por alakú szerek adagolása nem lehetséges

EAN: 4002511114937 / Anyagszám: 03807480 / Régi anyagszám: 69118401D

| | |
|--|--------------------|
| Termék-hozzárendelés | |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Termékkategória | |
| Kosár kémcsöveknek | • |
| Kosár reagens fioláknak | • |
| Injektor kosár | • |
| Felső kosár | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél, Műanyag |
| Szín | Nemesacél, Fekete |
| Maximális rakodási magasság (mm) | 170 |
| Felhasználási terület | |
| Pipetták/fiolák előkészítése | • |
| A kémcsövek előkészítése | • |
| Kapacitás | |
| Reagens fiolák [mennyiség] | 96 |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0 |
| Frekvencia (Hz) | 0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00 |
| Biztosíték (A) | 0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 468 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 475 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 531 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 270 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 525 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 540 |
| Nettó súly (kg) | 4,50 |
| Bruttó súly (kg) | 5,70 |
| Tartozék | |
| ID 110, injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 110 mm hosszú [mennyiség] | 96 |