

U 167

Alsó kosár

az aneszteziológiai eszközök optimális behelyezésére.



- 4 aneszt. altatótartály, 9 váladékgyűjtő edény és egyéb eszközök
- 20 tartó 200 mm mm, távolság kb. 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Anyagszám: 03807600 / Régi anyagszám: 69116702D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Alsó kosár	•
Kocsi aneszteziológiai műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilánózott
Szín	Fehér
Rácssűrűség (mm)	95
Rácsmagasság (mm)	200
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	220
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	516
Külső méret, bruttó magasság (mm)	240
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	3,10
Bruttó súly (kg)	4,60