


E 106

Betét

bő nyakú üvegek, mérőhengerek stb., optimális behelyezésére.



- 10 rugós kampó 175 mm magasságban és 16 ugós kampó 105 mm magasságban
- A rugós kampók mintegy. 60 mm-re helyezkednek el egymástól

EAN: 4002511115675 / Cikkszám: 03808310 / Régi cikkszám69510601D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Betét/modul tág nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	180
Külső méret, nettó szélesség (mm)	195
Külső méret, nettó mélység (mm)	186
Külső méret, bruttó magasság (mm)	205
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	490
Nettó súly (kg)	0,93
Bruttó súly (kg)	1,42