

E 106/1

Betét

bő nyakú üvegek, mérőhengerek stb., optimális behelyezésére.



- 26 db kisméretű, 105 mm magas rugós kampóval rendelkezik
- A rugós kampók mintegy. 60 mm-re helyezkednek el egymástól

EAN: 4002511115682 / Anyagszám: 03808320 / Régi anyagszám: 69510602D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Betét/modul tág nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	195
Külső méret, nettó szélesség (mm)	116
Külső méret, nettó mélység (mm)	410
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190
Külső méret, bruttó mélység (mm)	490
Nettó súly (kg)	0,77
Bruttó súly (kg)	0,94