


E 109

Betét

legfeljebb 250 ml-es üvegpoharak optimális behelyezésére.



- Alkalmas 21 legfeljebb 250 ml-es üvegek helyezéséhez
- 21 x 3 tartópálcával
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

EAN: 4002511115729 / Anyagszám: 03808360 / Régi anyagszám: 69510901D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Drót, rilzánózott
Szín	Nemesacél, Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Üvegpoharak [mennyiség]	21
<b>Normál elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	155
Külső méret, nettó szélesség (mm)	230
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	185
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	490
Nettó súly (kg)	1,21
Bruttó súly (kg)	1,54