


E 110

Betét

250-600 ml-es üvegpoharak optimális behelyezésére.

EAN: 4002511115736 / Anyagszám: 03808390 / Régi anyagszám: 69511001D



- Alkalmas 10 db, 250-600 ml-es üvegek helyezéséhez
- 10 x 3 tartópálcával
- Alsó kosárba helyezhető

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Drót, rilzánózott
Szín	Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Üvegpoharak [mennyiség]	10
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	175
Külső méret, nettó szélesség (mm)	230
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	505
Nettó súly (kg)	0,83
Bruttó súly (kg)	1,35