


E 111

Betét

600-1000 ml-es üvegpoharak optimális behelyezésére.



- Alkalmas 8 db, 600-1000 ml-es üvegkehelyhez
- 8 x 3 tartópálcával
- Alsó kosárba helyezhető

EAN: 4002511115743 / Anyagszám: 03808420 / Régi anyagszám: 69511101D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Drót, rilzánózott
Szín	Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Üvegpoharak [mennyiség]	8
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	205
Külső méret, nettó szélesség (mm)	230
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	230
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	480
Nettó súly (kg)	0,96
Bruttó súly (kg)	1,10