

E 124

Betét

100 x 100 mm-es infúziós üvegek optimális behelyezésére, .



- 16 rekesz, méretek: 100 x 100 mm (üveg), 48 x 48 mm (nyak)
- Alsó kosárba helyezhető

EAN: 4002511115811 / Anyagszám: 03808500 / Régi anyagszám: 69512401D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	16
Felhasználási terület	
Műtős eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	148
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	480
Külső méret, bruttó mélység (mm)	480
Nettó súly (kg)	1,44
Bruttó súly (kg)	1,80