


E 125

Betét

125 x 125 mm-es infúziós üvegek optimális behelyezésére.



- 9 rekesz, méretek: 125 x 125 mm (üveg), 55 x 55 mm (nyak)
- Alsó kosárba helyezhető

EAN: 4002511115828 / Anyagszám: 03808510 / Régi anyagszám: 69512501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	9
Felhasználási terület	
Műtős eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	224
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	245
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	480
Külső méret, bruttó mélység (mm)	480
Nettó súly (kg)	1,81
Bruttó súly (kg)	2,56