


E 126

Betét

45 x 45 mm-es infúziós üvegek optimális behelyezésére.



- 48 rekesz, méretek: 45 x 45 mm (üveg), 28 x 28 mm (nyak)

EAN: 4002511115835 / Anyagszám: 03808520 / Régi anyagszám: 69512601D

| Termék-hozzárendelés | |
|--|-----------|
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Termékkategória | |
| Betét különböző palackokhoz | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Rekeszek száma | 48 |
| Felhasználási terület | |
| Műtős eszközök előkészítése | • |
| Normál elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0 |
| Frekvencia (Hz) | 0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00 |
| Biztosíték (A) | 0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 83 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 445 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 445 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 160 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 475 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 475 |
| Nettó súly (kg) | 1,92 |
| Bruttó súly (kg) | 2,05 |