


E 127

Betét

57 x 57 mm-es infúziós üvegek optimális behelyezésére.



- 20 rekesz, méretek: 57 x 57 mm (üveg), 46 x 46 mm (nyak)

EAN: 4002511115842 / Anyagszám: 03808530 / Régi anyagszám: 69512701D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	20
Felhasználási terület	
Műtős eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	102
Külső méret, nettó szélesség (mm)	445
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	475
Külső méret, bruttó mélység (mm)	475
Nettó súly (kg)	1,78
Bruttó súly (kg)	2,10