

E 128

Betét

71 x 71 mm-es infúziós üvegek optimális behelyezésére.



- 24 rekesz, méretek: 71 x 71 mm (üveg), 46 x 46 mm (nyak)

EAN: 4002511115859 / Anyagszám: 03808540 / Régi anyagszám: 69512801D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	24
Felhasználási terület	
Műtős eszközök előkészítése	•
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	103
Külső méret, nettó szélesség (mm)	445
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	475
Külső méret, bruttó mélység (mm)	470
Nettó súly (kg)	1,49
Bruttó súly (kg)	1,95