

E 129

Betét

84 x 84 mm-es infúziós üvegek optimális behelyezésére.



- 20 rekesz, méretek: 84 x 84 mm (üveg), 46 x 46 mm (nyak)

EAN: 4002511115866 / Cikkszám: 03808550 / Régi cikkszám69512901D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét különböző palackokhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	20
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	113
Külső méret, nettó szélesség (mm)	445
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	480
Külső méret, bruttó mélység (mm)	130
Nettó súly (kg)	1,41
Bruttó súly (kg)	1,78