

E 129

Betét

84 x 84 mm-es infúziós üvegek optimális behelyezésére.



- 20 rekesz, méretek: 84 x 84 mm (üveg), 46 x 46 mm (nyak)

EAN: 4002511115866 / Anyagszám: 03808550 / Régi anyagszám: 69512901D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Termékkategória	
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	20
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	113
Külső méret, nettó szélesség (mm)	445
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	480
Külső méret, bruttó mélység (mm)	130
Nettó súly (kg)	1,41
Bruttó súly (kg)	1,78