

E 135

Betét

legfeljebb 19 250 ml-es cumisüveg optimális behelyezésére.



- 19 db 250 ml-es cumisüveghez
- 56 x 56 mm-es üvegekhez,  
49 x 49 mm-es nyakkal
- Az A 102 felső kosárhoz és az  
A 151 alsó kosárhoz

EAN: 4002511115903 / Anyagszám: 03808630 / Régi anyagszám: 69513501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Cumisüvegek előkészítése	•
Kapacitás	
Cumisüvegek [mennyiség]	19
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	194
Külső méret, nettó szélesség (mm)	192
Külső méret, nettó mélység (mm)	447
Külső méret, bruttó magasság (mm)	465
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	195
Külső méret, bruttó mélység (mm)	205
Nettó súly (kg)	1,93
Bruttó súly (kg)	2,10