

E 135/2

Betét

legfeljebb 19 90 ml-es cumisüveg optimális behelyezésére.



- 19 db 90 ml-es cumisüveghez
- 51 x 51 mm-es üvegekhez,
42 x 42 mm-es nyakkal
- Az A 102 felső kosárhoz és az
A 151 alsó kosárhoz

EAN: 4002511115927 / Anyagszám: 03808650 / Régi anyagszám: 69513503D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Cumisüvegek előkészítése	•
Kapacitás	
Cumisüvegek [mennyiség]	19
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	125
Külső méret, nettó szélesség (mm)	192
Külső méret, nettó mélység (mm)	447
Külső méret, bruttó magasság (mm)	140
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	235
Külső méret, bruttó mélység (mm)	480
Nettó súly (kg)	1,97
Bruttó súly (kg)	2,10