


E 144

Betét

legfeljebb 18 db üvegpohár optimális behelyezésére.



- 18 üvegpohárhoz
- 18 x 3 tartópálcával
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

EAN: 4002511115996 / Cikkszám: 03808710 / Régi cikkszám69514401D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Drót, rilzánózott
Szín	Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Üvegpoharak [mennyiség]	18
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	131
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	180
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	490
Nettó súly (kg)	1,37
Bruttó súly (kg)	1,38