

E 149

Betét

legfeljebb 80 16 x 105 mm-es reagens fiolák optimális behelyezésére.



- 80db, max. 16 x 105 mm-es reagens fiola előkészítéséhez
- Plusz fedéllel
- 80 Rekeszek: 18 mm x 18 mm
- Az alsó háló méretei: 8 x 8 mm

EAN: 4002511116016 / Anyagszám: 03808800 / Régi anyagszám: 69514901D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul reagens fiolákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	80
Fiókszélesség (mm)	18
Fiókhosszúság (mm)	18
Felhasználási terület	
A kémcsövek előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	80
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	152
Külső méret, nettó szélesség (mm)	200
Külső méret, nettó mélység (mm)	200
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	1,03
Bruttó súly (kg)	1,59