

E 329

Kocsi

a szűk nyakú üvegek optimális behelyezéséhez.



- 39 injektorfúvókával

EAN: 4002511116108 / Anyagszám: 03809340 / Régi anyagszám: 69532901D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Kocsi karcsú nyakú üvegekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	39
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	502
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	517
Külső méret, bruttó magasság (mm)	545
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	160
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	5,50
Bruttó súly (kg)	6,20
Tartozék	
ID 90, injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 90 mm hosszú [mennyiség]	4
ID 110, injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 110 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 140, injektorfúvóka Ø 4 mm, 140 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 160, injektorfúvóka Ø 4 mm, 160 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 180, injektorfúvóka Ø 4 mm, 180 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 200, injektorfúvóka Ø 6 mm, 200 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 220, injektorfúvóka Ø 6 mm, 220 mm hosszú [mennyiség]	5
ID 220, injektorfúvóka Ø 6 mm, 240 mm hosszú [mennyiség]	5
Öblítőfúvóka poradagolóhoz [mennyiség]	1